

## 5. Обслуживание и уход при эксплуатации:



При эксплуатации кресло-коляска требует определенного технического ухода.

Обивку сиденья и спинки из ткани с водоотталкивающей пропиткой необходимо чистить теплой водой с применением мягких моющих средств. При необходимости дезинфекции допустимо протирание поверхностей 1 % раствором монохлорамина.

Механизм складывания необходимо периодически (не реже одного раза в месяц) смазывать машинным маслом.

Необходимо помнить, что поверхность металлических деталей кресла-коляски имеет декоративно-защитное покрытие и поэтому требует к себе бережного отношения. Следует предохранять поверхности металлических деталей от ударов твердыми и острыми предметами.

### Сведения о сертификации

Кресло-коляска для инвалидов «Armed» FS958LBHP соответствует техническим условиям и признано годным для эксплуатации.

Регистрационное удостоверение ФСЗ №2009/03690 действительно с 12.11.2009 г. Срок действия: не ограничен.

**Изготовитель: Foshan Dongfang Medical Equipment Manufactory, Ltd,**  
**«Фошан Донгфэнг Медикал Эквипмент Мануфактори», (Лтд), Китай,**  
**5 Xingfu RD, Zone A, Shishan Industrial Park, Nanhai District, Foshan City,**  
**China**

**Дистрибьютор:** ТМ «Армед»

Тел. в г. Москве: (495) 989-12-88

Тел. в г. Санкт-Петербурге: (812) 702-73-02

Тел. в г. Екатеринбурге: (343) 368-12-33

Гарантийный срок на кресло-коляску для инвалидов «Armed» FS958LBHP – 12 месяцев с даты продажи при выполнении требований настоящей инструкции.

На быстроизнашивающиеся части (шины, камеры, обивка) гарантия не предоставляется.

Доставка в сервисный центр и обратно осуществляется за счет клиента.

**Телефоны сервисных центров:**

**г. Москва: (495) 989-12-89**

**г. Санкт-Петербург: (812) 702-73-02**

**г. Екатеринбург: (343) 357-33-61**

Торговая марка «АРМЕД» (495) 989-12-89, (812) 702-73-02, (343) 368-12-33 [www.armed.ru](http://www.armed.ru)

## Кресло-коляска для инвалидов "Armed" FS958LBHP

### Паспорт изделия и инструкция по эксплуатации



Кресло-коляска для инвалидов «Armed» FS958LBHP предназначено для передвижения детей - инвалидов и детей с ДЦП по любым покрытиям. Передвижение возможно только при наличии сопровождающего лица.

Торговая марка «АРМЕД» (495) 989-12-89, (812) 702-73-02, (343) 368-12-33 [www.armed.ru](http://www.armed.ru)

## 1. Основные технические характеристики

Ширина в рабочем состоянии, мм	520
Ширина в сложенном состоянии, мм	310
Высота с подголовником, мм	1180
Высота сиденья, мм	500
Ширина сиденья, мм	380
Высота спинки, мм	450
Высота спинки с подголовником, мм	660
Диаметр колес передние/задние, мм	150/400
Угол наклона сиденья, °	90
Масса без уп./с упаковкой, кг	16/18
Грузоподъемность, кг	110±1
Габариты транспортной упаковки, мм	790x400x970

Боковые ограничители сиденья при перестановке позволяют увеличить его ширину. При необходимости убираются боковые ограничители спинки. Регулируется высота подлокотников, глубина расположения абдуктора. Специальные механизмы обеспечивают плавную регулировку угла наклона спинки и сиденья. Кресло оснащено ремнем безопасности, который крепится по бокам основания сиденья, регулируется по длине и имеет надежную застежку.

## 2. Комплект поставки

1. Кресло-коляска \_\_\_\_\_ 1 шт.
2. Инструкция по эксплуатации \_\_\_\_\_ 1 шт.

## 3. Указание мер безопасности

При посадке больного в кресло-коляску и высадке из него колеса должны быть поставлены на тормоза. Не разрешается вставлять на подножки, которые при посадке и высадке больного должны быть подняты в вертикальное положение.

Категорически запрещается эксплуатация изделия с неисправными тормозами.

## 4. Подготовка кресла-коляски к эксплуатации

### а) Складывание и раскладывание:

Кресло-коляска складывается и раскладывается без инструмента.

Для складывания кресла-коляски следует встать сбоку от кресла и, придерживая одной рукой за подлокотник с Вашей стороны, другой рукой потянуть на себя противоположную сторону рамы. Так же легко можно сложить кресло-коляску, просто потянув сиденье вверх.

Раскладывание производится в обратной последовательности. При этом нажимают на боковые элементы конструкции, в месте прикрепления сиденья к раме.

### б) Опоры для ног:

Кресло-коляска комплектуется съемными и поворотными ортопедическими опорами с упором для голени. Подножки регулируются по высоте и углу наклона.

### в) Тормоза:

Кресло-коляска снабжена слева и справа рычагами стояночного тормоза. Перемещением рычага, можно осуществлять торможение кресла-коляски до полного блокирования.

### г) Колеса:

Кресло-коляска комплектуется колесами, имеющими пневматические задние шины и литые резиновые передние.

### д) Подлокотники:

Подлокотники прямые съемные, регулируемые по высоте.

### е) Подголовник:

Съемный регулируемый подголовник снимается и вставляется движением вверх или вниз, вынимая или вставляя соответствующую трубку рамы и подголовника.

### ж) Сиденье:

Кресло-коляска комплектуется сиденьем, регулируемым по углу наклона до 45°. Фиксирование в нужном положении производится с помощью парных рычагов под ручьятками, нажимая на которые надо одновременно придать сиденью необходимое положение.

### з) Спинка

Кресло-коляска комплектуется регулируемой спинкой с изменением угла наклона до состояния «лежа».

### и) Рама:

Рама изготовлена из алюминия и имеет эмалевое лакокрасочное покрытие.