

Бытовой гибкий электрообогреватель «ЭМ-01-5»
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Перед тем, как пользоваться изделием, внимательно изучите настоящее руководство по эксплуатации. Изделие предназначено для локального обогрева тела.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

- | | |
|--------------------------------------|-----------------|
| 2.1. Напряжение питания | - 220 В , 50 Гц |
| 2.2. Потребляемая мощность не более | - 27 Вт |
| 2.3. Режим работы : | |
| в режиме 1 (13,5 Вт) продолжительно | |
| в режиме 2 (27 Вт) не более 30 минут | |
| в режиме 0 выключено | |
| 2.4. Габаритные размеры не более | - 25 x 90 см |
| 2.5. Масса не более | - 0,5 кг |

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

- | | |
|--|----------|
| 3.1. Бытовой гибкий электрообогреватель « ЭМ-01-5» | - 1 шт. |
| 3.2. Руководство по эксплуатации | - 1 экз. |
| 3.3. Потребительская тара | - 1 шт. |

4. ПОРЯДОК РАБОТЫ

- 4.1. Извлечь изделие из потребительской тары . Распрямить изделие.
- 4.2. Внешним осмотром убедиться в исправности изделия.
- 4.3. Включить изделие в сеть.
- 4.4. После окончания обогрева отключить изделие от сети.

**5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ И
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ВНИМАНИЕ!**

**Во избежании несчастных случаев запрещается
Разбирать нагревательный элемент изделия.
Не употреблять в сложенном виде.
Не оставлять включенное изделие без присмотра
Не спать при включенном электрообогревателе.**

Внимание! Данное руководство по эксплуатации не может предусмотреть все возможные нештатные ситуации, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации данного прибора. Пользователь должен самостоятельно соблюдать меры техники безопасности при работе с электроприбором.

ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ

Сохранить с целью дальнейшего использования

- **Прочитать внимательно инструкцию.
- *Не употреблять в сложенном виде.
- *Не использовать в мокром состоянии.
- *Не применять для беспомощных лиц , не чувствительных к теплу.
- *Не использовать прибор для обогрева животных.
- *Когда изделие не применяется , оно должно храниться в индивидуальной таре при температуре от 5 до 40 С.
- *Избегать образования в изделии отчётливых складок.
- *Необходимо регулярно осматривать изделие, в случае обнаружения признаков повреждения, необходимо прекратить пользование изделием.
- *Продолжительное применение в верхней установке может привести к ожогу кожи.
- *Перед применением прибора необходимо снять обувь.
- *Не использовать для обогрева постели.
- *Не накрывать материалом толщиной более 3мм.
- *Изделие не предназначено для употребления в больницах.
- *Шнур питания замене не подлежит. Если шнур поврежден, то прибор следует снять с эксплуатации.

6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ И ПРОДАЖЕ

Бытовой гибкий электрообогреватель соответствует
ТУ 3468-001-0001587-2004

Дата выпуска сентябрь 2019 Штамп ОТК

Продан _____ Дата продажи _____

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- 7.1. Предприятие изготовитель гарантирует соответствие бытового гибкого электрообогревателя требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации .
- 7.2. Гарантийный срок эксплуатации и срок службы бытового гибкого электрообогревателя 1 год со дня продажи.
- 7.3. При отсутствии даты продажи и штампа магазина гарантийный срок исчисляется со дня выпуска изделия предприятием изготовителем.
- 7.4 По истечении срока службы необходимо осмотреть бытовой гибкий электрообогреватель с целью обнаружения признаков износа или повреждения (включая гибкий шнур) и самостоятельно принять решение по его дальнейшему использованию. Пользование бытовым гибким электрообогревателем с признаками износа или повреждения может причинить вред Вашему здоровью и имуществу.

Россия , 241024, г.Брянск, ул.Правобережная, д.2, Беликин Д.В.