

GÉZATONE

ЛАЗЕРНАЯ РАСЧЁСКА

LASER HAIR
HS 586



СЕТЬ МАГАЗИНОВ МАССАЖЕРОВ, КОСМЕТИКИ, ТОВАРОВ ДЛЯ КРАСОТЫ И ЗДОРОВЬЯ

СОЗВЕЗДИЕ КРАСОТЫ



ПОЧЕМУ ПЛОХО РАСТУТ И ВЫПАДАЮТ ВОЛОСЫ



СТРЕСС,
УСТАЛОСТЬ,
БОЛЕЗНИ



ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ,
ПОВРЕЖДАЮЩИЕ
ВОЗДЕЙСТВИЯ



НАРУШЕНИЕ
КРОВООБРАЩЕНИЯ,
НЕДОСТАТОК
КИСЛОРОДА



НАРУШЕНИЕ
ГОРМОНАЛЬНОГО ФОНА,
ПРИЕМ ЛЕКАРСТВ



ЧАСТОЕ
ОКРАШИВАНИЕ,
ХИМИЧЕСКАЯ ЗАВИВКА



НЕГРАМОТНЫЙ
УХОД



НЕСБАЛАНСИРОВАННОЕ
ПИТАНИЕ, ДЕФИЦИТ
ВИТАМИНОВ И
МИКРОЭЛЕМЕНТОВ



НАСЛЕДСТВЕННОСТЬ





РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ

ПРИБОР ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ КОРРЕКЦИИ ПРОБЛЕМ ВЫПАДЕНИЯ ВОЛОС, СУХОЙ И ЖИРНОЙ СЕБОРЕИ, ЗАМЕДЛЕНИЯ РОСТА. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ HS 586 УМЕНЬШАЕТ ВЫПАДЕНИЕ, СПОСОБСТВУЕТ РОСТУ И УКРЕПЛЕНИЮ ВОЛОС, ОЧИЩЕНИЮ КОЖИ ГОЛОВЫ. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРА СТИМУЛИРУЕТ АКТИВИЗАЦИЮ «СПЯЩИХ» ВОЛОСЯНЫХ ЛУКОВИЦ.



ВЫПАДЕНИЕ ВОЛОС В РЕЗУЛЬТАТЕ ХИМИЧЕСКИХ И МЕХАНИЧЕСКИХ ПОВРЕЖДЕНИЙ



ВЫПАДЕНИЕ ВОЛОС В РЕЗУЛЬТАТЕ ХРОНИЧЕСКОГО ПЕРЕУТОМЛЕНИЯ И СТРЕССА




ВОЗРАСТНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ И ОСЛАБЛЕНИЕ ВОЛОС



ЖИРНАЯ И СУХАЯ ПЕРХОТЬ, ЗУД, ДИСКОМФОРТ НА КОЖЕ ГОЛОВЫ



ПРОБЛЕМЫ И ВЫПАДЕНИЕ ВОЛОС ПРИ НЕПРАВИЛЬНОМ УХОДЕ



ПРОФИЛАКТИКА ВЫПАДЕНИЯ ВОЛОС У МУЖЧИН И ЖЕНЩИН



ОСНОВНЫЕ МЕТОДИКИ



Артикул 1301092S

ЛАЗЕРНАЯ РАСЧЕСКА GEZATONE LASER HAIR СОЧЕТАЕТ 2 МЕТОДА: НИЗКОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ЛАЗЕРНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ И ВИБРОМАССАЖ, ЧТО ПОЗВОЛЯЕТ ПРОВОДИТЬ ПОЛНОЦЕННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ УХОДА ЗА ВОЛОСАМИ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ИХ ЗДОРОВОГО СОСТОЯНИЯ.

ВОЗДЕЙСТВИЕ НИЗКОИНТЕНСИВНОГО ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ АКТИВИЗИРУЕТ РОСТ БОЛЕЕ ЗДОРОВЫХ ВОЛОС, ПОМОГАЕТ УВЕЛИЧИТЬ ПЛОТНОСТЬ, СПОСОБСТВУЕТ ВОССТАНОВЛЕНИЮ ЦВЕТА И НОРМАЛИЗАЦИИ СОСТОЯНИЯ КОЖИ ГОЛОВЫ (УМЕНЬШЕНИЕ ЗУДА, ПЕРХОТИ).



ЛАЗЕРНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ

- СТИМУЛИРУЕТ АКТИВНОСТЬ РОСТКОВОЙ ЧАСТИ ВОЛОСЯНОЙ ЛУКОВИЦЫ.
- СВЕТОВОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ УМЕНЬШАЕТ ОБРАЗОВАНИЕ ПЕРХОТИ, СПОСОБСТВУЕТ УКРЕПЛЕНИЮ КОРНЕЙ ВОЛОС.
- СПОСОБСТВУЕТ СИНТЕЗУ ВИТАМИНА Д, НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ ВОЛОС.
- УСКОРЯЕТСЯ РОСТ ВОЛОС
- ВОЛОСЫ СТАНОВЯТСЯ БОЛЕЕ ГЛАДКИМИ И ЭЛАСТИЧНЫМИ.
- АКТИВИЗИРУЮТСЯ «СПЯЩИЕ» ЛУКОВИЦЫ.



ВИБРАЦИОННЫЙ МАССАЖ

- СПОСОБСТВУЕТ УЛУЧШЕНИЮ КРОВО И ЛИМФООБРАЩЕНИЯ
- СТИМУЛИРУЕТ ПРОЦЕССЫ НАСЫЩЕНИЯ КОЖИ ГОЛОВЫ КИСЛОРОДОМ, ПИТАТЕЛЬНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ
- УЛУЧШАЕТ ВЫВЕДЕНИЕ ТОКСИНОВ
- ВОЛОСЫ МЕНЬШЕ ЭЛЕКТРИЗУЮТСЯ И НЕ ПУТАЮТСЯ ПРИ РАСЧЕСЫВАНИИ.
- ПОВЫШАЕТ ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОСМЕТИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ.
- НОРМАЛИЗИРУЕТ АКТИВНОСТЬ САЛЬНЫХ ЖЕЛЕЗ.





НИЗКОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ЛАЗЕРНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ



СТИМУЛИРУЕТ АКТИВНОСТЬ РОСТКОВОЙ ЧАСТИ ВОЛОСЯНОЙ ЛУКОВИЦЫ. В РЕЗУЛЬТАТЕ УСКОРЯЕТСЯ РОСТ ВОЛОС, ВОЛОСЫ СТАНОВЯТСЯ БОЛЕЕ ГЛАДКИМИ И ЭЛАСТИЧНЫМИ, АКТИВИЗИРУЮТСЯ «СПЯЩИЕ» ЛУКОВИЦЫ.

СВЕТОВОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ УМЕНЬШАЕТ ОБРАЗОВАНИЕ ПЕРХОТИ, СПОСОБСТВУЕТ УКРЕПЛЕНИЮ КОРНЕЙ ВОЛОС. ТАКЖЕ СПОСОБСТВУЕТ СИНТЕЗУ ВИТАМИНА Д, НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ ВОЛОС.



АКТИВИЗАЦИЯ
СПЯЩИХ ЛУКОВИЦ



СОКРАЩЕНИЕ
ПЕРХОТИ



РЕГУЛЯЦИЯ
САЛООТДЕЛЕНИЯ



УКРЕПЛЕНИЕ
КОРНЕЙ ВОЛОС



ПОВЫШЕНИЕ
ЭЛАСТИЧНОСТИ ВОЛОС



ВОЛОСЫ БОЛЕЕ
ГЛАДКИЕ



УСКОРЕНИЕ
РОСТА ВОЛОС



ПОВЫШЕНИЕ
ГУСТОТЫ ВОЛОС



ВИБРОМАССАЖ



ВЫПОЛНЯЕТСЯ МАССАЖНОЙ
ЩЕТИНОЙ ИЗ МЯГКОГО ПЛАСТИКА.

ЛЕГКИЙ И ПРИЯТНЫЙ МАССАЖ
СТИМУЛИРУЕТ ПРОЦЕССЫ
НАСЫЩЕНИЯ КОЖИ ГОЛОВЫ
КИСЛОРОДОМ. ВИБРОМАССАЖ
СПОСОБСТВУЕТ УМЕНЬШЕНИЮ
ГОЛОВНОЙ БОЛИ, СНЯТИЮ
ПРОЯВЛЕНИЯ УСТАЛОСТИ И
СТРЕССА.



АКТИВИЗАЦИЯ
КРОВООБРАЩЕНИЯ



ПОВЫШЕНИЕ
ОКСИГЕНАЦИИ
И ПИТАНИЯ



СТИМУЛЯЦИЯ
ДЕТОКСИКАЦИИ



СОКРАЩЕНИЕ
ПЕРХОТИ



УЛУЧШЕНИЕ
РОСТА ВОЛОС



СОКРАЩЕНИЕ
ГОЛОВНОЙ БОЛИ



ОБЩАЯ
РЕЛАКСАЦИЯ



РЕГУЛЯЦИЯ
САЛООТДЕЛЕНИЯ



ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА



РАБОТАЕТ ОТ
2x БАТАРЕЕК

Артикул 1301092S

- РАСЧЕСКОЙ МОГУТ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ КАК ЖЕНЩИНЫ, ТАК И МУЖЧИНЫ
- ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕТОДИК ПОДТВЕРЖДЕНА ОПЫТОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В МЕДИЦИНЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОСМЕТОЛОГИИ
- ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ: ПРОЦЕДУРА ЗАНИМАЕТ ВСЕГО 10 – 15 МИНУТ.
- УСИЛЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ СЫВОРОТОК И КОНЦЕНТРАТОВ ДЛЯ РОСТА И ВОССТАНОВЛЕНИЯ ВОЛОС.
- ОКАЗЫВАЕТ ВЛИЯНИЕ НЕ ТОЛЬКО НА ВОЛОСЫ, НО И УЛУЧШАЕТ ОБЩЕЕ САМОЧУВСТВИЕ, ПОМОГАЕТ СПРАВИТЬСЯ С УСТАЛОСТЬЮ И СТРЕССОМ.
- ЛЕГКИЙ И ПРИЯТНЫЙ МАССАЖ, ВОЛОСЫ ПРИ РАСЧЕСЫВАНИИ НЕ ЭЛЕКТРИЗУЮТСЯ И НЕ СПУТЫВАЮТСЯ.



2 ВИДА
ВОЗДЕЙСТВИЯ



УДОБНО
ДЕРЖАТЬ В РУКЕ



АНТИСТАТИЧЕСКОЕ
ПОКРЫТИЕ



ДЛЯ МУЖЧИН
И ЖЕНЩИН



СЕАНС
10 – 15 МИНУТ



УДОБНО
БРАТЬ С СОБОЙ




КОМФОРТНАЯ
ПРОЦЕДУРА



АБСОЛЮТНО
БЕЗОПАСНО



ВНЕШНИЙ ВИД ПРИБОРА



Артикул 1301092S



УПРАВЛЕНИЕ
1 КНОПКОЙ



КОМПАКТНЫЕ
РАЗМЕРЫ



ВЕС
150 ГРАММ



РАБОТЕТ
ОТ 2 БАТАРЕЕК



КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ



1

ВЫМОЙТЕ ГОЛОВУ, ВЫСУШИТЕ ВОЛОСЫ. ПРОЦЕДУРА ВЫПОЛНЯЕТСЯ ПО ЧИСТЫМ, СУХИМ ВОЛОСАМ. ВКЛЮЧИТЕ ПРИБОР.



2



ВОЛОСЫ РАСЧЕСЫВАЮТСЯ МЕДЛЕННЫМИ ПЛАВНЫМИ ДВИЖЕНИЯМИ, НЕОБХОДИМ КОНТАКТ С КОЖЕЙ ГОЛОВЫ. ДВИЖЕНИЯ ОТ ЛБА И ВИСКОВ К ЗАТЫЛКУ 10 – 15 МИНУТ.



3



ПОСЛЕ ПРОЦЕДУРЫ НАНЕСИТЕ НА КОЖУ ВОЛОСИСТОЙ ЧАСТИ ГОЛОВЫ И КОРНИ ВОЛОС АКТИВНУЮ СЫВОРОТКУ.



КУРСОВОЕ ПРИМЕНЕНИЕ:

30 – 40 ПРОЦЕДУР С ИНТЕРВАЛОМ 1-2 ДНЯ





КОСМЕТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОЦЕДУРЫ

KATIVA

ВОЗДЕЙСТВИЕ НИЗКОЭНЕРГЕТИЧЕСКИМ ЛАЗЕРОМ И ВИБРАЦИЕЙ УЛУЧШАЕТ КРОВООБРАЩЕНИЕ И СПОСОБСТВУЕТ НАИЛУЧШЕМУ ПРОНИКНОВЕНИЮ СПЕЦИАЛЬНЫХ КОСМЕТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПОВЫШАЯ ИХ ЭФФЕКТИВНОСТЬ.

ПОДГОТОВКА

ШАМПУНЬ ПРОТИВ
ВЫПАДЕНИЯ ВОЛОС С
БИОТИНОМ



65503155 – 250 мл

МАСКА "КОНТРОЛЬ"
ПЕРЕД МЫТЬЕМ
ШАМПУНЕМ
ДЛЯ ЖИРНЫХ ВОЛОС



65890216 – 200 мл

ШАМПУНЬ "КОНТРОЛЬ" для
ЖИРНЫХ ВОЛОС



65890217 – 250 мл

УХОД ПОСЛЕ ПРОЦЕДУРЫ

ТОНИК ПРОТИВ
ВЫПАДЕНИЯ ВОЛОС С
БИОТИНОМ



65503157 – 100 мл

КОНЦЕНТРАТ ПРОТИВ
ВЫПАДЕНИЯ ВОЛОС С
БИОТИНОМ



65503160 – 12 ампул x 4 мл


МАСКА "КОНТРОЛЬ"
ИНТЕНСИВНЫЙ УХОД для
ЖИРНЫХ ВОЛОС



65890216 – 250 мл



РЕЗУЛЬТАТЫ*



ВОЗДЕЙСТВИЕ ЛАЗЕРОМ С НИЗКОЙ ИНТЕНСИВНОСТЬЮ ИЗЛУЧЕНИЯ СТИМУЛИРУЕТ ВОЛОСЯНОЙ ФОЛЛИКУЛУ, В РЕЗУЛЬТАТЕ ВОЛОСЫ ЛУЧШЕ РАСТУТ И МЕНЬШЕ ВЫПАДАЮТ, АКТИВИЗИРУЮТСЯ ФОЛЛИКУЛЫ, НАХОДЯЩИЕСЯ В «СПЯЩЕМ» СОСТОЯНИИ. БЛАГОДАря ВИБРОМАССАЖУ ВОЛОСЯНЫЕ ЛУКОВИЦЫ НАСЫЩАЮТСЯ КИСЛОРОДОМ, ПОЛУЧАЮТ БОЛЬШЕ ПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ, И, КАК СЛЕДСТВИЕ, РАСТУТ БОЛЕЕ ЗДОРОВЫЕ И КРЕПКИЕ ВОЛОСЫ.



УЛУЧШЕНИЕ
РОСТА ВОЛОС



РЕГУЛЯЦИЯ
САЛОУДЕЛЕНИЯ



СОКРАЩЕНИЕ
ПЕРХОТИ



ПОВЫШЕНИЕ
ЭЛАСТИЧНОСТИ
ВОЛОС



ПОВЫШЕНИЕ
ГУСТОТЫ ВОЛОС



ВОЛОСЫ БОЛЕЕ
ГЛАДКИЕ



СОКРАЩЕНИЕ
ГОЛОВНЫХ БОЛЕЙ



УЛУЧШЕНИЕ
ОБЩЕГО
САМОЧУВСТВИЯ



ВОЛОСЫ БОЛЕЕ
КРЕПКИЕ

** Результаты зависят от исходного состояния волос, проблемы, здоровья, возраста и могут быть достигнуты только при регулярном курсовом использовании.*

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ



- ОНКОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
- ПЕРИОД БЕРЕМЕННОСТИ
- НАРУШЕНИЕ СЕРДЕЧНОГО РИТМА
- ЭЛЕКТРОКАРДИОСТИМУЛЯТОР ИЛИ ДРУГИЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ ИМПЛАНТАТЫ
- ЭПИЛЕПСИЯ
- ТУБЕКУЛЁЗ
- ПСИХИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА
- ОСТРЫЕ ИНФЕКЦИОННЫЕ И ВИРУСНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ, ГРИПП, ОРВИ, ПОВЫШЕННАЯ ТЕМПЕРАТУРА.
- ХРОНИЧЕСКИЕ ДЕРМАТИТЫ И ДЕРМАТОЗЫ В СТАДИИ ОБОСТРЕНИЯ, АЛЛЕРГИЧЕСКАЯ РЕАКЦИЯ НА КОЖЕ В МЕСТЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ
- ГИПЕРТОНИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ
- ОСТРЫЕ ПРОЦЕССЫ И ОБОСТРЕНИЕ ХРОНИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ, ЛИХОРАДОЧНЫЕ СОСТОЯНИЯ
- НАРУШЕНИЯ КОЖНОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ
- ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ КОЖИ ГОЛОВЫ В СТАДИИ ОБОСТРЕНИЯ
- ВОЗРАСТ ДО 18 ЛЕТ



ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ В СОЧЕТАНИИ С ГОРМОНАЛЬНЫМИ СРЕДСТВАМИ ДЛЯ СТИМУЛЯЦИИ РОСТА ВОЛОС.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ НАПРАВЛЯТЬ В ГЛАЗА ЛАЗЕРНЫЙ ИЗЛУЧАТЕЛЬ, ВО ИЗБЕЖАНИИ ТРАВМЫ .



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Артикул 1301092S



ИНСТРУКЦИЯ ПО
ЭКСПЛУАТАЦИИ

НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ	DC 3 В. (2 БАТАРЕИ 1.5 В., РАЗМЕРА ААА) БАТАРЕИ ПИТАНИЯ НЕ ВХОДЯТ В КОМПЛЕКТ
ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ	НЕ БОЛЕЕ 0.12 Вт
ДЛИНА ВОЛНЫ ИЗЛУЧЕНИЯ	650 нм
КЛАСС (МОЩНОСТЬ) ИЗЛУЧЕНИЯ	3А (НЕ БОЛЕЕ 5 мВт)
ДИАПАЗОН ДОПУСТИМЫХ ТЕМПЕРАТУР ВОЗДУХА	15° С - 40° С
ДОПУСТИМЫЙ УРОВЕНЬ ВЛАЖНОСТИ ВОЗДУХА	20...65 %
ВЕС В УПАКОВКЕ	0,19 кг
ГАБАРИТЫ В УПАКОВКЕ	190X120X40 мм

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Лазерная щетка -LASER HAIR HS 586 1 шт.
Инструкция по эксплуатации - 1 шт.
БАТАРЕИ ПИТАНИЯ НЕ ВХОДЯТ В КОМПЛЕКТ



АППАРАТ УПАКОВАН В КРАСИВУЮ
КОРОБКУ



сеть фирменных магазинов

СОЗВЕЗДИЕ КРАСОТЫ



GÉZATONE



Москва 8 (495) 120-10-80
регионы РФ: 8(800) 500-95-94
(звонок бесплатный)



<http://www.sozv.ru/>



<http://instagram.com/sozvezdiekrasoti>



<http://www.odnoklassniki.ru/sozvezdiekrasoty>



<https://www.facebook.com/sozvezdiekrasoti>



<http://vk.com/sozvezdiekrasoti>