



Велотренажер для рук и ног
Barry 24397/PR
Barry 24398/P/R

Перед использованием тренажера, внимательно прочтите инструкцию, особенно правила техники безопасности, и все время их соблюдайте. Сохраняйте это руководство на протяжении всего срока службы прибора и время от времени обращайтесь к нему.

Если данный прибор передается третьей стороне, вместе с прибором должна передаваться вся документация.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Подготовка.....	3
2. Сборка.....	3
3. Использование тренажера для рук и ног.....	4
4. Использование шагомера.....	4
5. Техническое обслуживание и хранение.....	6
6. Меры безопасности.....	6
7. Гарантия.....	7

1. Подготовка

После того, как вы достаните изделие из упаковки, проверьте отсутствие на нем дефектов, которые могут возникнуть во время транспортировки. Если у вас есть сомнения, не используйте изделие и обратитесь в сервисный центр. Упаковку не рекомендуется давать для игры детям!

2. Сборка

Берегите пальцы!

Разложите ножки тренажера. Убедитесь, что кнопки для сборки на каждой ножке тренажера защелкнулись в том месте, где складываются ножки тренажера.

Для вашей безопасности перед использованием велотренажера Barry 24397/PR или Barry 24398/P/R проверьте все кнопки. Для того, чтобы сложить тренажер необходимо нажать на те же кнопки и сложить ножки тренажера по направлению к раме тренажера.

3. Использование тренажера для рук и ног

Покрутите винт, регулирующий уровень сложности против часовой стрелки, для снижения уровня сложности или покрутите винт по часовой стрелке, для повышения уровня сложности.

В случае, если вы используете тренажер как велотренажер для ног:

1. Сядьте на устойчивую поверхность (стул, кровать и т.д.);
2. Разложите тренажер и положите его перед собой на устойчивую, ровную и противоскользящую поверхность;
3. Настройте тренажер (для этого необходимо покрутить винт);
4. Начните медленно крутить педали;
5. Крутите педали небольшими периодами, постепенно увеличивая скорость;
6. Держите осанку ровно, пока крутите педали (спина и шея должны быть прямыми);
7. Дышите ровно.

В случае, если вы используете тренажер как велотренажер для рук, сделайте те же действия, но тренажер положите на стол.

4. Использование шагомера.

Шагомер входит в комплект велотренажера Barry 24398/P/R!

1. Показатель “SCAN”: нажмите на кнопку “Mode”, чтобы выбрать “SCAN”. После этого данная функция будет автоматически сканировать все функции, отображающиеся на нижней строке дисплея шагомера .
2. Показатель “TIME”: автоматически складывает отработанное время с момента начала тренировки.
3. Показатель “CNT”: автоматически суммирует количество тренировок с момента начала тренировок.
4. Показатель “TOT.CNT”: автоматически суммирует различные сеансы количества тренировок с момента начала тренировок.
5. Показатель “CALS”: автоматически суммирует затрачиваемые калории с момента начала тренировок.
6. Функциональная кнопка: нужна для того, чтобы выбрать функции “TIME”, “CNT”, “TOT.CNT”, “CALS”. Удерживайте кнопку в течение 4 секунд, чтобы сбросить все функции.

Заметки:

1. Как только заметите неверные результаты, отображенные на дисплее, поменяйте батарейки в шагомере.
2. Используйте 1,5V батарею .
3. Дисплей автоматически выключится, если в течение 4-5 минут не произведется никаких действий.
4. Дисплей автоматически включится, если вы начнете тренировку или нажмете на кнопку.
5. Все функции автоматически перестанут калькулировать, когда в левом верхнем углу дисплея появится надпись “Stop”, в том случае, если не будет никаких сигналов в течение 4 секунд. Когда надпись “Stop” исчезнет с дисплея, прибор автоматически начнет калькуляцию.
6. Прибор начнет калькулировать, если вы начнете трени-

ровку и автоматически перестанет калькулировать, если вы перестанете выполнять упражнения в течение 4 секунд.

5. Техническое обслуживание и хранение.

Раму и педали тренажера можно чистить мягкой, слегка увлажненной тканью. Затем протереть сухой тряпкой во избежание появления ржавчины. Не используйте жесткие очищающие средства и не погружайте изделие в воду. Замените батарейки типа ААА, в случае, если дисплей перестанет отчетливо показывать данные. Держите тренажер в сухом месте. Накройте изделие во избежание пыли.

6. Меры безопасности.

Проверяйте болты после каждого использования велотренажера, по необходимости затягивайте туго болты. Металлические составляющие могут нагреться во время тренировок. Не вставайте на тренажер. Пользователи с тяжелой формой инвалидности или пользователи, которые не могут передвигаться самостоятельно без помощи вспомогательных средств, не должны использовать изделие без сопровождающего лица.

7. Гарантия.

При правильной эксплуатации предоставляется гарантия на изделие в течение 6 месяцев от даты продажи. Гарантия действительна при следующих условиях:

- правильно заполненный талон ,имеется вид изделия, дата продажи, печать, подписи продавца и покупателя);
- отсутствие на изделии механических повреждений.

Во избежание возможных недоразумений сохраняйте в течение срока службы документы, прилагаемые к товару при его продаже (товарный чек, инструкция по эксплуатации).

Запрещается вносить изменения, стирать или переписывать данные, указанные в гарантийном талоне. Гарантия не распространяется на изделия с повреждениями, вызванными:

- неправильной эксплуатацией, небрежным обращением, не соблюдением требований прилагаемой инструкции;
- попаданием внутрь посторонних предметов и жидкостей.

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок 6 месяцев со дня продажи.

Гарантия распространяется на производственные дефекты, при предоставлении товарных документов и письменной рекламации.

Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в результате естественного износа изделия или его несоответствующего использования, а также на дефекты, возникшие в результате изменений и/или ремонтных работ, проведенных третьими лицами.

Адрес гарантийной мастерской

ООО «СИМС-2», 125362, г. Москва,

Ул. Свободы д.35, стр.5, тел.: +7 (495) 792-31-90, доб. 315, 349

Email: support@sims2.ru

Серийный № _____

Дата продажи _____

Подпись продавца _____

(с расшифровкой подписи)

Настоящим подтверждаю, что данное изделие проверено в моем присутствии и находится в рабочем состоянии.

Претензий к внешнему виду/комплектности не имею.

Также подтверждаю приемлемость условий гарантии.

(Ф.И.О. покупателя)

(подпись покупателя)

Орган по сертификации: рег. № РОСС RU.0001.11АГ13, ООО «РСТ-Групп»,
РФ, 141315, Московская область, г.Сергиев Посад, Московское шоссе, д.20А

Произведено для: Valentine International LTD, Тайвань (Китай), 8-th Fl, №149,
Sec 2, Ta Tung Rd. 221 Hsichih City, Taipei Hsien, R.O.C.

Поставщик: ООО «СИМС-2», Россия, 125363, г.Москва,
ул.Новопоселковая, д.6, корп.7

