

Насадки на средства передвижения

10155/1, 10155, 10037, 10036, 10035, 10034, 10031,
10030, 10019, Barry 10018



Насадки обеспечивают дополнительный комфорт при ходьбе, устойчивость и позволяют продлить срок службы тростей, костылей и ходунков, а также облегчают передвижение.

Использовать, транспортировать и хранить при температуре от -40 до +40 С.

Технические характеристики:

Материал	Резина	10018, 10019, 10030, 10031, 10034М, 10034W, 10035, 10036, 10037
	Сталь	10155/1, 10155
Диаметр внутренний	25 мм	10019
	29 мм	10035
	19 мм	10034, 10030
	22 мм	10031
	16 мм	10037
	14 мм	10034W, 10034М
	13 мм	10036
	19-22 мм	10018
Цвет	Черный	10018, 10034, 10034W, 10034М, 10036, 10037,
	Серый	10019, 10030, 10031, 10035
	Бежевый	10030, 10031
	Коричневый	10034
Особенности	Противогололёдные	10155/1, 10155
	Квадратная опора	10018

Артикул № _____
Дата продажи _____
Подпись продажи _____ место печати, штампа
(с расшифровкой подписи)

Настоящим подтверждаю, что данное изделие проверено в моем присутствии и находится в рабочем состоянии. Претензий к внешнему виду/комплектности не имею. Так же подтверждаю приемлемость условий Гарантии.

_____ (покупатель Ф.И.О.)

_____ (подпись покупателя)

Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2011/09868 от 21.06.2011 и № ФСЗ 2011/09872 от 21.06.2011

Насадки на средства передвижения сертифицируются совместно с медицинскими изделиями как принадлежности к ним. Копии ДС можно найти на сайте sims2.ru в разделе Каталог продукции-> Технические средства реабилитации-> Аксессуары.

Производитель: Valentine International Ltd
8th Floor, No 149, Sec. 2, Ta Tung Rd. 221, Hsichin City, Taipei Hsien, Тайвань (Китай).

Поставщик: ООО «СИМС-2»
125430, г. Москва, улица Митинская, д. 16, эт. 10, пом.1012Б, ком. с 15 по 18
Телефон: +7 (495) 792-31-90
www.sims2.ru

